



HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM (HTM 01-01)

Ce document a-t-il remplacé le HTM 2030?

Oui. Le HTM 2030 a désormais été intégré au HTM 01-01 : Management and Decontamination of Surgical Instruments (Medical Devices) Used in Acute Care (Gestion et décontamination des instruments chirurgicaux [dispositifs médicaux] utilisés en soins de courte durée), spécifiquement dans la Partie D : Washer Disinfectors (Laveurs-désinfecteurs). Le HTM 01-01 est un nouveau mémorandum consolidé relatif à la décontamination dans le secteur de la santé, aligné sur les récentes évolutions des directives.

Ce que vous devez savoir sur le HTM 01-01 et la Partie D : Laveurs-désinfecteurs

Le Health Technical Memorandum (HTM) 01-01 se compose d'une liste de documents allant des parties A à E, qui fournissent des conseils et des informations sur la gestion et la décontamination des instruments chirurgicaux réutilisables utilisés dans les soins de santé.

La Partie D du 01-01 se concentre spécifiquement sur les Laveurs-désinfecteurs. Elle détaille les spécifications, les normes et les directives relatives aux laveurs-désinfecteurs utilisés pour nettoyer et désinfecter les ustensiles réutilisables tels que les bassins de lit et les seaux de chaise percée.

Par exemple, elle précise les matériaux de construction à utiliser et leur conformité à la norme BS EN ISO 15883, les compresseurs d'air intégrés, les calorifères et les réservoirs qui doivent être conformes à la norme BS 853-1, les systèmes de dosage, les commandes de porte, les méthodes de nettoyage, le drainage, et de nombreux autres éléments.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous?

Si vous utilisez un laveur-désinfecteur de bassins dans votre établissement de santé, une compréhension du HTM 01-01 est vitale. Elle permet de garantir que votre machine respecte les directives pertinentes afin de:

- Améliorer la sécurité des patients.
- Réduire les infections associées aux soins (IAS / HCAs).
- Garantir que les articles sont nettoyés et décontaminés efficacement.
- Améliorer l'expérience du patient.
- Veiller à ce que les locaux dans lesquels les dispositifs sont installés soient appropriés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le HTM 01-01, contactez notre équipe d'experts dès aujourd'hui. Nous pouvons vous accompagner avec l'équipement, la formation et les conseils appropriés.

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35

